

AT7

Un dispositivo di piccole dimensioni
che dà grandi risultati




INDIBA AT7

INDIBA AT7 è un potente dispositivo medico che utilizza la tecnologia a radiofrequenza monopolare per potenziare il naturale processo di guarigione del corpo.

Gli studi indicano che la frequenza elettromagnetica del dispositivo fissa di 448 kHz applicata al corpo stimola la crescita delle cellule staminali, accelera la produzione di fibroblasti, promuove la differenziazione dei condrociti, migliora la qualità della cartilagine e attiva il metabolismo degli acidi grassi.

Come agisce INDIBA a livello cellulare



Inoltre, i trattamenti con INDIBA AT7 sfruttano agenti termici e non termici, che possono essere efficacemente combinati con la terapia manuale. AT7 offre una gran varietà di benefici terapeutici per i pazienti, sia a breve termine che a lungo termine, per un moltissime condizioni.

Vantaggi del dispositivo AT7

- Compatto e leggero**
- Intuitivo ed ergonomico**
- Robusto e ben costruito**
- Facilita la modulazione continua per potenziare i trattamenti di condizioni acute.**
- Fornisce un'opzione di trattamento hands-free a mani libere**
- Touch Screen**
- Offre modalità CAP e RES con una gamma completa di elettrodi**

Benefici della Tecnologia INDIBA AT7

Lesioni muscoloscheletriche:

- Allevia il dolore
- Sollievo l'infiammazione
- Rigenera i tessuti

Patologie muscoloscheletriche:

- Allevia il dolore
- Sollievo l'infiammazione



Condizioni in cui AT7 si è dimostrato efficace:

- Tendinopatie
- Distorsioni acute della caviglia
- Strappi muscolari
- Dolore da artrite
- Dolore da artrosi
- Fratture ossee
- Spondilosi cervicale
- Sublussazioni
- Ematomi
- Osteoartrosi del ginocchio
- Dolore lombare
- Contratture
- Fascite plantare
- Sindrome piramidale
- Ernia del disco lombare

Benefici nelle procedure post-chirurgiche:

- Allevia il dolore
- Migliora il riassorbimento di edemi ed ematomi
- Contribuisce al riassorbimento dell'ematoma
- Aiuta il processo di guarigione delle ulcere da pressione



Perché AT7 è il dispositivo migliore per la tua clinica?



Sicuro: La tecnologia di AT7 è sicura e affidabile grazie al suo avanzato sistema di rilevamento di contatto, progettato da INDIBA. Il dispositivo regola automaticamente la sua potenza in base alla dimensione dell'area di contatto dell'elettrodo con la pelle, prevenendo qualsiasi potenziale bruciore o fastidio durante il trattamento.



Facile da usare: il dispositivo ha un'interfaccia intuitiva e può essere pronto all'uso in soli tre clic.



I materiali biocompatibili di AT7 sono di altissima qualità e vengono sottoposti a rigorosi test elettrici e medici per garantirne la loro sicurezza.



Il dispositivo AT7 può essere inserito in uno spazio ridotto di mezzo metro ed essere utilizzato senza compromettere la qualità dei trattamenti.



Design med-tech a 360 gradi: AT7 è stato appositamente progettato per garantire la stabilità ottimale del segnale elettrico e dell'erogazione di energia durante l'applicazione in qualsiasi condizione medica acuta, subacuta o cronica.

AT7 è dotato anche di straordinari accessori compatibili tra cui



Elettrodi fascia:

questi elettrodi speciali sono progettati appositamente per alleviare la tensione miofasciale relativa al sistema muscolo-scheletrico.



Elettrodi hands-free:

questi elettrodi adesivi si utilizzano a mani libere e hanno lo scopo di permettere di eseguire trattamenti funzionali su più aree del corpo contemporaneamente.



Strumento massaggiatore:

L'accessorio massaggiatore è uno strumento eccellente per penetrare in profondità nei tessuti molli con un effetto massaggiante, in modo da combinare i benefici elettrici della tecnologia INDIBA con quelli vascolari.

Creme per applicazione personalizzata

INDIBA offre una serie completa di creme con principi attivi per potenziare i risultati dei dispositivi.



Specifiche tecniche

Frequenza di uscita	448 kHz
Potenza di picco in RES	130 W
Potenza massima in uscita CAP	250 VA
Elettrodi RES	35mm, 50mm
Elettrodi CAP	40mm, 55mm, 65mm
Piastra di ritorno	flessibile e rivestita di gomma
Telecomando	incluso
Dimensioni	40 x 42 x 16cm
Peso	6.15 kg
Carrello	incluso
Custodia per il trasporto	opzionale
Garanzia	2 anni



INDIBA®

revitalizing lives

INDIBA Italy

Via Renzo del Chicca 1/a 43122 Parma Italy

Tel. +39 0521 939588

INDIBA Spain

C / Moianès, 13 Pol. Ind. Can Casablanques
08192 Sant Quirze del Vallès Barcelona - Spain

Tel. +34 93 265 55 22

indiba@indiba.com

www.indiba.com



I dispositivi sono conformi alla legislazione vigente in materia di dispositivi medici. Materiale esclusivamente per uso professionale.

MKT2402 V11