


# Belmont


cod. 3020 CE

## Caratteristiche Generali

- Lettino professionale a 2 sezioni
- Schienale regolabile da 0° a 45° con cremagliera in metallo (di serie) o con pistone a gas con inclinazione negativa (-35°) e positiva (+85°) su richiesta con optional MG30
- Motore elettrico da 6000N per la regolazione dell'altezza
- Piedini regolabile con antiscivolo
- Verniciatura a polvere antigraffio
- Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
- Foro viso e tappo di serie
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1M




## Optional




## Verniciatura Telaio



## Disegno tecnico



## Poggiatesta



Letto presentato con i seguenti accessori optional: kit ruote, barra perimetrale, pistone a gas e portarotolo.



Portarotolo in metallo

Regolazione dell'altezza tramite barra perimetrale azionabile da qualsiasi lato del lettino

Kit quattro ruote piroettanti con sistema di sblocco centralizzato con un unico pedale

