

CT9

Dove i risultati incontrano
la certezza!




INDIBA CT9

INDIBA CT9 è un potente dispositivo medico che utilizza la tecnologia a radiofrequenza monopolare per potenziare il naturale processo di guarigione del corpo.

Gli studi indicano che la frequenza elettromagnetica del dispositivo fissa a 448 kHz, quando viene applicata al corpo, stimola la crescita delle cellule staminali, accelera la produzione di fibroblasti, promuove la differenziazione dei condrociti, migliora la qualità della cartilagine e attiva il metabolismo degli acidi grassi.

Come agisce INDIBA a livello cellulare



Inoltre, i trattamenti con INDIBA sfruttano agenti termici e non termici, che possono essere efficacemente combinati con la terapia manuale. CT9 offre una numerosi benefici terapeutici per i pazienti, sia a breve termine che a lungo termine e per moltissime condizioni.

Vantaggi del dispositivo CT9



Appositamente progettato per le cliniche fisioterapiche



Agevole per il fisioterapista e piacevole per il paziente



Robusto e ben costruito



Offre l'opzione di modulazione continua per potenziare i trattamenti di condizioni acute



Offre le modalità CAP e RES con una serie completa di elettrodi



Touch Screen



Fornisce l'opzione di trattamento hands-free per fornire potenti trattamenti funzionali su tutto il corpo a mani libere

Benefici della Tecnologia INDIBA CT9

Lesioni muscoloscheletriche:

- Allevia il dolore
- Sollievo l'infiammazione
- Rigenera i tessuti

Patologie muscoloscheletriche:


- Allevia il dolore
- Sollievo l'infiammazione

Condizioni in cui CT9 si è dimostrato efficace:

- Tendinopatie
- Distorsioni acute della caviglia
- Strappi muscolari
- Dolore da artrite
- Dolore da artrosi
- Fratture ossee
- Spondilosi cervicale
- Sublussazioni
- Ematomi
- Osteoartrosi del ginocchio
- Dolore lombare
- Contratture
- Fascite plantare
- Sindrome piramidale
- Ernia del disco lombare

Benefici nelle procedure post-chirurgiche:

- Allevia il dolore
- Migliora il riassorbimento di edemi ed ematomi
- Contribuisce al riassorbimento dell'ematoma
- Aiuta il processo di guarigione delle ulcere da pressione



Perché CT9 è il dispositivo migliore per la tua clinica?



Versatilità: Il dispositivo CT9 è particolarmente versatile e consente di eseguire trattamenti di riabilitazione su qualsiasi parte del corpo. Può trattare varie aree del corpo, il che lo rende una soluzione completa per le diverse esigenze fisioterapiche.



Dispositivo Top Sales: Il fatto che sia il dispositivo con le migliori vendite nel campo della fisioterapia spiega la sua affidabilità, efficacia e popolarità sia tra i professionisti che tra i pazienti.



Trattamenti Mirati ed Efficaci: CT9 utilizza una tecnologia a RF avanzata, offrendo trattamenti mirati e altamente efficaci. Ciò significa tempi di recupero più rapidi e risultati migliori per i pazienti.



Approccio Integrato: CT9 si integra perfettamente con la terapia manuale e gli esercizi funzionali. Questo approccio olistico migliora il processo di riabilitazione generale, consentendo ai terapisti di creare piani di trattamento personalizzati.



Approvazione Professionale: Il dispositivo è approvato e gode della fiducia dei più rinomati fisioterapisti a livello mondiale, il che garantisce la sua affidabilità ed efficacia.



Piani di Trattamento Personalizzati: CT9 consente ai terapisti di personalizzare i piani di trattamento in base alle esigenze specifiche di ciascun paziente, garantendo un percorso di recupero più personalizzato ed efficace.



Fiducia nei risultati: Il track-record di CT9 nel fornire ottimi risultati infonde fiducia nei pazienti e nei professionisti, rendendolo una scelta affidabile per gli investimenti a lungo termine nei processi di recupero.



Soluzione Completa: La capacità di CT9 di soddisfare una gran varietà di requisiti in fisioterapia, dal dolore articolare alla tensione muscolare, lo rende una soluzione completa per le diverse esigenze dei pazienti.

CT9 è dotato anche di straordinari accessori compatibili tra cui



Elettrodi fascia:

Questi elettrodi speciali sono progettati appositamente per alleviare la tensione miofasciale relativa al sistema muscolo-scheletrico.



Elettrodi hands-free:

Questi elettrodi adesivi si utilizzano a mani libere e hanno lo scopo di permettere di eseguire trattamenti funzionali su più aree del corpo contemporaneamente.



Strumento massaggiatore:

L'accessorio massaggiatore è uno strumento eccellente per penetrare in profondità nei tessuti molli con un effetto massaggiante, in modo da combinare i benefici elettrici della tecnologia INDIBA con quelli vascolari.

Creme per applicazione personalizzata

INDIBA offre una serie completa di creme con principi attivi per potenziare i risultati dei dispositivi.



Specifiche tecniche

Frequenza di uscita	448 kHz
Potenza di picco in RES	200 W
Potenza di uscita max in CAP	450 VA
Elettrodi RES	35mm, 50mm, 65mm
Elettrodi CAP	30mm, 40mm, 55mm
Piastra di ritorno	flessibile e rivestita in gomma
Telecomando	incluso
Dimensioni	40 x 53 x 15cm
Peso	8,4 kg
Carrello	incluso
Custodia per il trasporto	opzionale
Garanzia	2 anni



INDIBA®

revitalizing lives

INDIBA Italy

Via Renzo del Chicca 1/a 43122 Parma Italy

Tel. +39 0521 939588

INDIBA Spain

C / Moianès, 13 Pol. Ind. Can Casablanques
08192 Sant Quirze del Vallès Barcelona - Spain

Tel. +34 93 265 55 22

indiba@indiba.com

www.indiba.com



I dispositivi sono conformi alla legislazione vigente in materia di dispositivi medici. Materiale esclusivamente per uso professionale.

MK12618 VII