


Fremantle


cod. 3021 CE

Caratteristiche Generali

- Lettino professionale a 3 sezioni
- Schienale regolabile con inclinazione negativa (-30°) e positiva (+85°) con pistone a gas
- Sezione gambe regolabile fino a 90° tramite pistone a gas
- Motore elettrico da 6000N per la regolazione dell'altezza
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere antigraffio
- Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
- Foro viso e tappo di serie
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM




Optional




Verniciatura Telaio



Disegno tecnico



Poggiatesta



Lettino presentato con i seguenti accessori optional:
kit ruote, barra perimetrale, braccioli regolabili e portarotolo.

