

SWISS PIEZOCLAST®

→ IN PROFONDITÀ CON LE ONDE D'URTO FOCALIZZATE



EMS⁺

SWISS PIEZOCLAST®

> La soluzione EMS per il trattamento efficace e confortevole delle patologie muscolo-scheletriche profonde



**FOCALIZZATE
ESWT**



ACCURATO →

> Rilascia energia soltanto dove è necessario grazie alla tecnica delle onde d'urto focalizzate

PROFONDO →

> Tratta patologie profonde fino a 80 mm

INDOLORE →

> Garantisce un trattamento confortevole grazie alle onde d'urto focalizzate generate da materiali piezoceramici.

RIFERIMENTO PRODOTTO

FT-204

TECNOLOGIA

onde d'urto focalizzate. Tecnologia piezoelettriche

DENSITÀ ENERGIA POSITIVA (ED+)

ED₊: 0.41 mJ/mm² - ED TOT: 0.82 mJ/mm²

LIVELLO CAVITAZIONE

Aumenta con l'intensità

FREQUENZA

Fino a 8 Hz

CONFIGURAZIONE STANDARD

Console PiezoClast®, manipolo Therapy Source, cuscinetti in gel, interruttore a 3 pedali

EMS-MEDICAL.COM

Per maggiori informazioni: welcome@ems-ch.com

