


# Wembley


cod. 4021 €

## Caratteristiche Generali

- Lettino professionale a 3 sezioni
- Posizione Trendelenburg
- Posizione drenaggio posturale
- Posizione poltrona
- Poggiatesta con inclinazione negativa (-30°) e positiva (+40°) regolabile con pistone a gas
- Sezione gambe regolabile fino a 90° tramite pistone a gas
- Motore elettrico da 8000N per la regolazione dell'altezza
- Motore elettrico da 3500N per la regolazione della sezione centrale
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere antigraffio
- Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
- Foro viso e tappo di serie
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1M




## Optional



## Verniciatura Telaio



## Disegno tecnico



## Poggiatesta



Letto presentato con i seguenti accessori optional:  
kit ruote, barra perimetrale, braccioli regolabili e portarotolo.

