

# TESLA STYM

**2,5**

TESLA  
Massima intensità del  
campo magnetico

**1-160**

HERZ  
Frequenza  
di stimolazione

**MDF**

Modulazione  
di frequenza

**2**

APPLICATORI  
canali indipendenti



# SCHEDA TECNICA

## SCHEDA TECNICA

potenza campo magnetico | 2.5 Tesla  
frequenza | da 1 a 160 Hz  
canali | 2  
interfaccia | touchscreen a colori  
modulazione | di ampiezza e di frequenza  
tempo attivo | da 1 s a 20 s  
pausa | da 0 s a 240 s  
fusibili | 2x10A  
voltaggio | 240V AC, 50-60 Hz  
potenza | 1000 VA  
classificazione mdd | 93/42/EEC, IIa

## APPLICATORE FMS

applicatore fms large  $\varnothing$  15cm |  
applicatore fms medium  $\varnothing$  10cm |  
braccio per applicatore su ruote |

## GENERATORE BASIC

ingombro |  $55 \times 60 \times 26$  H cm  
peso | 3,5 kg

## CARRELLO BASIC

ingombro |  $55 \times 42 \times 80$  H cm  
peso | 12 kg

## SOFTWARE

numero max di step per programmi |  
durata max per ogni step | da 1 s a 20 min  
durata della terapia | da 1 a 60 min  
programmi manuali |  
programmi pre impostati |  
protocolli pre impostati |  
programmi distretti corporei |

